


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
**BAFFIN neoSIT**



méreték: S,M,L



9. kiadás – 26.05.2021



**FIGYELEM!** A GYÁRTÓ KIZÁRÓLAG A LIW CARE TECHNOLOGY KÖZVETLEN KÉPVISELŐJÉTŐL VAGY A LIW CARE TECHNOLOGY LENGYELORSZÁGI KÉPVISELETÉT ELLÁTÓ ORVOSI SZAKÜZLETBEN VÁSÁROLT BERENDEZÉSEKÉRT VÁLLAL FELELŐSSÉGET.



**FIGYELEM!** A BEÜZEMELÉS ELŐTT FELTÉTLENÜL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

## Table of contents



1.	Bevezetés.....	2
2.	Figyelmeztetések és biztonsági előírások.....	2
3.	A készülék rendeltetésszerű használata .....	3
4.	Műszaki leírás .....	4
5.	Szabályozás és beállítás .....	5
5.1	A szélesség beállítása .....	5
5.2	Mélység beállítás.....	5
5.3	A lábtartó hosszának beállítása .....	5
5.4	Az ülés dőlésszögének beállítása.....	5
5.5	A háttámla dőlésszögének beállítása.....	5
5.6	A lábtartó dőlésszögének beállítása .....	6
5.7	A fenéktámasz magasságának beállítása .....	6
5.8	A háttámla beállítása .....	6
5.9	Az ülés magasságának beállítása .....	6
5.10	A kartámasz magasságának beállítása .....	7
5.11	Fékek .....	7
6.	További jellemzők.....	7
6.1	Fejtámla .....	7
6.1.1	Fejtámla összeszerelés .....	7
6.2	Oldaltámaszok.....	7
6.3	A mellény, a láb abdukciós övek és a medenceövek rögzítése és beállítása.....	8
6.4	Asztal .....	8
6.5	Tolófogantyú .....	9
6.6	Különálló lábtartók.....	10
6.7	A combtámaszok térbeli beállítása .....	10

6.8	A gerinc reteszelő beállítása .....	11
6.9	Lábtámasz.....	11
7.	Ápolás és tisztítás .....	12
8.	Szervizelés és karbantartás.....	12
9.	Azonosító tábla .....	13
10.	A szimbólumok jelentése.....	13
11.	Az orvostechikai eszközök biztonsági követelményeinek való megfelelés.....	14

## 1. Bevezetés



A LIW Care Technology Sp. z o.o. által tervezett és kifejlesztett BAFFIN neoSIT egy olyan innovatív eszköz, amely a felhasználó testének anatómiai beállításához a legmodernebb funkciókkal rendelkezik. Alternatívát nyújt mind a korlátozott beállítási lehetőségekkel rendelkező, kész ülésekkel, mind a személyre szabott ülésekkel szemben, amelyek bár alkalmazkodnak a felhasználó testének görbületeihez, kevés további korrekciós lehetőséget biztosítanak.

A gyártó minden erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy az eszköz könnyen használható és beállítható legyen, miközben számos lehetőséget biztosít az ülésnek a felhasználó anatómiai testformájához és helyes gerincgörbületéhez való igazítására.

Kérjük, használat előtt alaposan olvassa el ezt a használati útmutatót. Fontos, hogy minden iránymutatást és ajánlást betartson a felhasználó és a gondozók teljes biztonsága és kényelme, valamint a berendezés esetleges károsodásának elkerülése érdekében. Több gondozó vagy új gondozók esetén minden érintettnek képzésben kell részesülnie a berendezéssel kapcsolatban, és rendelkeznie kell e használati útmutató egy példányával, vagy tudnia kell, hogy hol érheti el a dokumentumot. A forgalmazók ezen felül ingyenes képzést is biztosítanak.

## 2. Figyelmeztetések és biztonsági előírások



A LIW Care Technology Sp. z o.o. számára kiemelten fontos a termékeinket használók biztonsága. A BAFFIN neoSIT használata közbeni biztonság és kényelem érdekében, valamint a berendezésben keletkező károk kockázatának elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy használat előtt elolvassa ezeket a használati utasításokat, és meggyőződjön arról, hogy a felhasználó és/vagy a berendezés működtetésében részt vevő más személyek is elolvassák és megértsék az ajánlásokat és figyelmeztetéseket.

### **Biztonsági és szakszerűtlen használatra vonatkozó figyelmeztetések:**

- Ne végezzen semmilyen olyan változtatást ezen a terméken, amely befolyásolhatja a biztonságot.
- Az ebben a kézikönyvben megjelölt összes berendezést csak a leírt módon szabad használni.
- A szükséges javításokat haladéktalanul végezze el.
- Ha a terméken olyan változtatásokat végeznek, amelyek befolyásolhatják a biztonságot, a változtatásokat végző személy felelősségre vonható. A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget a termékükön a kiszállítás után végrehajtott változtatásokért vagy módosításokért.



**FIGYELEM:** Kérjük, jegyezze meg ezt a szimbólumot. A biztonsággal kapcsolatos különleges pontokat emeli ki, és az utasítások be nem tartása a felhasználó vagy a gondozó sérülését kockáztatja.

#### **Szállítás:**

A felhasználót nem szabad a Baffin neoSIT -ben járművön szállítani.

#### **Szerviz és karbantartás:**

Fontos, hogy az eszköz rendszeres szervizelése és karbantartása megtörténjen. Ez megnöveli a berendezés élettartamát. Lásd a kézikönyv vonatkozó részét.

#### **Repülőgépen való utazás:**

Ha a Baffin neoSIT-et repülőgép rakterében szállítják, akár összezsugorítva, akár kinyitva, kérjük, gondoskodjon arról, hogy jól kipárnázza és becsomagolja, valamint biztonságosan rögzítve legyen.

### **3. A készülék rendeltetésszerű használata**




A BAFFIN neoSIT olyan felhasználók számára készült, akiknek a testmagassága 85 -130 cm közötti tartományban van, 60 kg-os súlyhatárral. Kizárólag beltéri használatra alkalmas. A javasolt felhasználók hibás testtartással és izomzavarokkal küzdő személyek. Különleges állapotok közé tartozik az agyi bénulás, izom disztrófia, különböző típusú bénulások, tetra és paraplegia. Használható a kezelés során, hogy segítsen megelőzni a testtartáshibák és az ezekkel összefüggő testi működési zavarok következményeit. A készülék lehetővé teszi a gerinc és a medence helyes (optimális) helyzetbe hozását. Az eszköz innovációja, hogy "együtt nő" a gyermekkel, mivel növekedése során az éppen szükséges helyzetéhez és magasságához igazítható. Ha bármilyen kérdése vagy kétsége van, forduljon elsősorban a felszerelés szolgáltatójához, vagy orvosához.

### **4. Műszaki információk**



a. Műszaki leírás




A Baffin neoSIT három méretben kapható. A méretadatok az alábbi táblázatban találhatóak:

	Méret	Jelzés	Méretek [cm]		
			Kis	Közepes	Nagy
1	Ülés magassága	<b>SH</b>	42÷55	42÷55	42÷55
2	Háttámla magassága	<b>BH</b>	42	50	58
3	Háttámla szöge	<b>BA</b>	-5 <sup>0</sup> /25 <sup>0</sup>	-5 <sup>0</sup> /25 <sup>0</sup>	-5 <sup>0</sup> /25 <sup>0</sup>
4	Alap hosszúság	<b>BL</b>	55	55	55
5	Lábtámasz magassága	<b>FH</b>	17÷27	17÷27	28÷38
6	Lábtámasz hosszúsága	<b>FL</b>	18	18	21
7	Kerék átmérő	<b>RW</b>	7,5	7,5	7,5
8	Üléslap mélysége	<b>SD</b>	16÷31	20÷31	29÷40
9	Üléslap szélessége	<b>SW</b>	15÷30	15÷30	20÷32
10	Lábplatform szöge	<b>FA</b>	-10 <sup>0</sup> /45 <sup>0</sup>	-10 <sup>0</sup> /45 <sup>0</sup>	-10 <sup>0</sup> /45 <sup>0</sup>
11	Dőlés szög	<b>TA</b>	20 <sup>0</sup>	20 <sup>0</sup>	20 <sup>0</sup>
12	Oldaltámasz magassága	<b>LH</b>	16÷35	16÷40	20÷45
13	Felhasználó maximális súlya		60kg	60kg	60kg



**FIGYELMEZTETÉS:** Ezt a terméket csak hozzáértő személyek állíthatják be és szabályozhatják. A beállítást és a szabályozást csak szakorvos vagy felhatalmazott szakképzett egészségügyi szakember végezheti.



### 5.1 A szélesség beállítása

Az oldalsó medencetámaszok beállításához forgassa el az 1. gombot jobbra vagy balra, amíg a kívánt méretet el nem éri.

Az állítóelemek jobb és bal oldalon helyezkednek el, lehetővé téve a felhasználó medencéjének szimmetrikus és aszimmetrikus pozícionálását.

### 5.2 Mélységbeállítás

A kioldáshoz lazítsa meg a mindkét oldalon található 3 csavart. A csavarok kioldása után állítsa be a mélységet a készülék elülső részének nyomásával vagy húzásával. A rögzítéshez húzza meg a 3. csavarokat. Ha a 3. csavarok által biztosított beállítási tartomány nem elegendő, további beállítás érhető el a 7. csavarok meglazításával és a háttámla húzásával vagy nyomásával. A beállítás befejezése után győződjön meg arról, hogy a 7-es csavarok megfelelően meg vannak húzva.

### 5.3 A lábtartó hosszának beállítása

Feloldásához lazítsa meg az 5. gombot. Mozgassa a lábtartót a kívánt hosszúságra. Húzza meg újra az 5. gombot a rögzítéshez.

### 5.4 Az ülés dőlésszögének beállítása


Forgassa a 6. gombot a kívánt pozíció eléréséig.

### 5.5 A háttámla dőlésszögének beállítása

A háttámla szögének megváltoztatásához a 4. kart el kell fordítani és tartani, a kívánt szöghelyzetet kézzel kell beállítani, majd a kart el kell engedni.



**FIGYELEM:** Miközben a páciens nyomást gyakorol a háttámlára, a kar elengedése hirtelen esést okozhat, ezért azt mindig biztosítani kell kézzel is!



#### 5.6 A lábtartó dőlésszögének beállítása

Lazítsa meg a fogantyúgombot 8., állítsa be a kívánt szöget, és húzza meg újra a gombot 8.

#### 5.7 A fenéktámasz magasságának beállítása

Forgassa a 9-es csavart a kívánt magasság eléréséig.



**FIGYELEM:** A 9-es csavarok a készülék bal és jobb oldalán találhatóak, és egymástól függetlenek, hogy biztosítsák a fenéktámaszok aszimmetrikus beállítását.

A beállítás megkönnyítése érdekében az ülésről le lehet venni a kárpitot, hogy hozzáférjenek a fenéknyílásokhoz.

#### 5.8 A háttámla beállítása

A háttámla egyedi kialakítású, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a korrekciós vagy anatómiai forma elérését. A központi mag több független szegmensből áll. A háttámla anatómiailag módosítható a 10. állítócsavar meglazítása után. A háttámla optimális alakjának elérése után a 10. állítócsavart újra meg kell húzni.



**FIGYELEM:** Az 5.7. és 5.8. szakaszban leírt beállításokat pontosan kell elvégezni, mivel azok hatással vannak a gerinc helyzetére.

#### 5.9 Az ülés magasságának beállítása

Az ülés padlóhoz viszonyított magasságának növeléséhez először lazítsa meg a 2. gombot, és nyomja meg a kioldó mechanizmus karját 11 (a eszköz eleje felé). A gázrugó automatikusan megemeli az ülést. A beállítás után húzza meg újra a forgózárát. Az ülés magasság csökkentéséhez lazítsa meg a forgásbiztosítás 2. gombját, és nyomja meg a 11. kart, egyidejűleg terhelve az ülést. Állítsa be a kívánt magasságot, és a 11-es kart elengedve rögzítse a pozíciót. Végül húzza meg újra a forgózárát.

## 5.10 A kartámasz magasságának beállítása

Forgassa a 12-es gombot a kívánt magasság beállításáig. A gombok a bal és a jobb oldalon találhatóak. Egymástól függetlenül működnek, így a kartámasz magassága aszimmetrikusan állítható.



**Az eszközt csak arra felhatalmazott személyek állíthatják be. A beállítást és a módosítást csak szakorvos vagy szakképzett személyzetnek végezheti el.**

**Ellenőrizze pontosan, hogy megfelel-e az alábbiaknak:**

1. Egyetlen elem sem gyakorol túlzott nyomást a felhasználó testére.
2. Nincs túlságosan nagy szabad hely a felhasználó és az eszköz között.
3. A beállítási folyamat befejezése után minden beállítási csavart és gombot újra meghúztak.

## 5.11 Fékek

A kerekek rögzítéséhez nyomja meg az egyes kerekeken lévő 13-as reteszelő kart. A kerekek reteszelésének feloldásához emelje fel az egyes kerekeken lévő 13-as kart. Minden keréknek reteszelve kell lennie, amikor egy gyermek használja a Baffin neoSit-et.



**FIGYELEM: A berendezés stabilitása veszélybe kerülhet, ha váratlanul meglökik, megdöntik vagy ráhajolnak.**


## 6 További jellemzők<sup>1</sup>



### 6.1 Fejtámasz

#### 6.1.1 Fejtámla összeszerelés

- Lazítsa meg a felső állítócsavart 17.
- Helyezze a fejtámla rögzítő konzolt 15 a háttámla profiljára 16.
- Húzza meg a felső állítócsavart 17.



#### 6.1.2 A fejtámasz beállítása

- Lazítsa meg a beállítási gombokat 18.
- Állítsa a fejtámlát a megfelelő helyzetbe.
- Húzza meg újra a 18-as beállítási gombokat.

### 6.2 Oldaltámaszok

#### 6.2.1 Az oldaltámaszok összeszerelése

- Helyezze a kartámasz rögzítő konzolt 20 a háttámla profilhoz 16.
- A támasztólapokat 21 csúsztassa át a támaszrögzítő konzolon található nyíláson 22 keresztül.
- Húzza meg a rögzítőcsavart 23.



#### 6.2.2 Az oldaltámaszok szélességének beállítása

- Lazítsa meg a 24-es és 25-ös csavarokat.

<sup>1</sup> További funkciók állnak rendelkezésre a kontinentstől, országtól függően.



- Húzza félre vagy egymás felé a kartámaszokat, amíg a kívánt szélességet el nem éri.
- Húzza meg a 24-es és 25-ös csavarokat.

### 6.2.3 Az oldaltámaszok magasságának beállítása

- Lazítsa meg a 23. csavart.
- Mozgassa felfelé vagy lefelé a kartartót 20, amíg a kívánt magasságot el nem éri.
- Húzza meg újra a 23-as csavart.

### 6.3 A mellény, a láb abdukciós övek és a medenceövek rögzítése és beállítása


A mellényt és a medenceöveket szíjak rögzítik a székhez. A mellény megfelelő rögzítéséhez vezesse át a rögzítőszíjakat a 26-os rögzítőhurok lyukain. A rögzítőszíjak hossza a háttámlán lévő rögzítő hurkokon keresztül, vagy a mellényhez rögzítő csatokon keresztül állítható. A medenceövek a 27-es karfák mögött található rögzítőhurokhoz vannak rögzítve. Az övek hosszát a rögzítőöveknek a rögzítő csatokon vagy hurkokon keresztül történő átvezetésével (lazítás vagy meghúzás) lehet beállítani.




**FIGYELEM:** Ellenőrizze pontosan, hogy a beállítás helyes-e:

1. Egyetlen elem sem gyakorol túlzott nyomást a felhasználó testére.
2. Nincs túlságosan nagy szabad tér a felhasználó és a készülék között.
3. A beállítási folyamat befejezése után minden beállítási csavart és gombot újra meg kell húzni.
4. Győződjön meg arról, hogy minden öv megfelelően rögzítve van a rögzítőhurokban, és minden mellény- és csípőövcsat megfelelően rögzítve van.

### 6.4 Asztal





#### 6.4.1 Az asztali kapaszkodók távolságának beállítása




Az asztali kapaszkodók 1 távolságának a kartámaszokban található asztali foglalatok 2 távolságához való igazításához lazítsa meg az asztali kapaszkodókon, az asztallap alatt található csavarokat 5, amelyek az asztali kapaszkodókon találhatóak. Illesse össze vagy húzza szét a fogantyúkat a foglalatok távolságához igazítva, és húzza meg az asztali fogantyúk csavarjait.

#### 6.4.2 Az asztal összeszerelése

Az asztal felszereléséhez lazítsa meg a reteszelőgombokat 3, és csúsztassa az asztal fogantyúit 1 a karfák 2 alatt található foglalatokba. Miután az asztalt a megfelelő mélységig behelyezte, húzza meg újra a reteszelőgombokat 3.

#### 6.4.3 Az asztal dőlésszögének beállítása

Lazítsa meg mindkét fogantyúgombot 4, amelyek az asztali fogantyúk 1 felett, az asztallap alatt találhatóak. A kívánt dőlésszög beállítása után, húzza meg újra a fogantyúgombokat 4.



#### 6.5 Tolófogantyú



A tolófogantyú magasságának beállításához nyomja meg az 1-es gombokat, majd állítsa a fogantyút a kívánt magasságra.

## 6.6 Különálló lábtartók




A lábtartó megfelelő magasságának beállításához lazítsa meg mindkét gombot 1, csúsztassa a platformokat a kívánt magasságba, majd húzza meg a gombokat 1. Ezek egymástól függetlenül működnek, lehetővé téve a platform magasságának aszimmetrikus beállítását. A lábtartó megfelelő szögének beállításához lazítsa meg a szöggombot (2), állítsa be a kívánt szöget, és húzza meg a gombot.



Az egyes platformok pontos helyzetének beállításához lazítsa meg a csavarokat 3, állítsa be a megfelelő pozíciót, és húzza meg a csavarokat 3. Ez a beállítás lehetővé teszi az egyes platformok szögének, dőlésének és helyzetének független beállítását.

## 6.7 A combtámaszok térbeli beállítása

A combtámaszok helyének szabályozása a combtámaszok alatt található két szabályozó csavar (1) segítségével történik. A szabályozáshoz emelje fel a combtámaszokat borító kárpitot, és lazítsa meg a szabályozócsavart (1), hogy lehetővé tegye a szabad mozgást és a combtámaszok helyzetbe állítását. A kívánt pozíció beállítása után húzza meg a szabályozócsavart, hogy a combtámaszokat az adott pozícióban rögzítse. A combtámaszok az eszköz hosszához képest szögben állíthatóak, így a combtámaszok beállításának tízféle módja lehetséges. A combtámaszok beállítása befolyásolja a térd és a medence megfelelő helyzetét. A combtámaszok független szabályozása lehetővé teszi az aszimmetrikus beállításokat.



## 6.8 A gerinc reteszoló beállítása

A gerinc reteszelés egy mechanikus támasz, amely megakadályozza a gerinc elmozdulását nagy erőhatás vagy ütközés esetén.

### 6.8.1 A reteszoló beállítása

- Lazítsa meg a beállító csavart 2
- A zárat 1 állítsa a kívánt helyzetbe a háttámla profilja mentén 5
- Lazítsa meg a bal és jobb oldalon található két görgős csavart 3.
- Állítsa be az ütközőzárát 4 úgy, hogy az a gerincen feküdjön.
- Abban az esetben, ha az ütköző nem akar mozogni, győződjön meg arról, hogy a 3. csavarok meg vannak lazítva.
- Zárja a reteszelést a 3. csavarok meghúzásával.



## 6.9 Lábtámasz

A lábtartó magasságának beállításához lazítsa meg a gombos reteszt 1, mozgassa a lábtartót a kívánt magasságba, majd húzza meg az 1. reteszt. A lábtartó megfelelő szögének beállításához lazítsa meg a reteszt 2, állítsa be a kívánt szöget, majd húzza meg a reteszt 2.



## 7. Ápolás és tisztítás



A BAFFIN neoSIT burkolt acélból, alumíniumból és műanyagból készül. A habzivacs és szivacs párnázat a fémszerkezethez rögzített és textil védőburkolattal borított. Fontos, hogy a berendezést tisztán tartsák és a gyártó ajánlásainak megfelelően használják.

- A bevonatot nedves ruhával kell tisztítani. Kíméletes háztartási tisztítószerek használata megengedett.
- Mosás előtt távolítsa el a szivacs párnázatot a védőburkolatokból.
- A kárpitot kézzel kell mosni vagy (dobos) mosógépben mosni max. 40°C. Csak a kíméletes termékekhez alkalmas mosószereket használjon. Ha az ülést használó gyermekek allergiára hajlamosak, használjon zöld szappant vagy speciális vegyszereket.
- Víz eltávolítása - ne csavarja ki; rövid ideig tartó centrifugálás megengedett.
- Szárítás - a kimosott elemeket szobahőmérsékleten kell felakasztani száradni. Ne szárítsa szárítógépben.

Megjegyzés: A készülékhez kínált kárpitozás légáteresztő szövetből készült. Megfelel az Öko-Tex Standard 100 szabványnak, amely megerősíti a felhasználó (beleértve a gyermekeket is) teljes biztonságát. A kárpitozáshoz használt szövet nem tartalmaz káros anyagokat, pl. növényvédő szereket, klórfenolokat, formaldehidet, allergiát okozó színezékeket, tiltott azoszínezékeket és kivonható nehézfémeket. Az Öko-Tex Standard100 védjegyet csak olyan textíliák kaphatják meg, amelyek minden egyes gyártási fázisban valamennyi összetevőjét tesztelték, és azok kedvező eredményt kaptak.



**FIGYELEM: A kárpit mosásakor ügyeljen a tépőzárás szalagokra. A kárpit sérülésének elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a tépőzárás szalagok ki vannak oldva, és nem érnek a kárpit területéhez. Ne mossa együtt habzivaccsal.**

Ha az eszközt különböző betegek használják (pl. rehabilitációs központban), fertőtlenítőszereket kell használni. A kézi fertőtlenítéshez ajánlott az Incidin plus 0,25% és 0,5% közötti oldatban vagy más hasonló termék használata. Követni kell a fertőtlenítőszer gyártója által adott alkalmazási utasítást.

Tanács: fertőtlenítés előtt tisztítsa meg a kárpitot és a fogantyúkat.

## 8 Szervizelés és karbantartás



Ha bármilyen hibát vagy sérülést észlel, azonnal függeszse fel az eszköz használatát, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval. A meghibásodott készüléket meg kell óvni a sérülés további növekedésétől. Soha ne kísérelje meg a termék szétszerelését vagy javítását. Ne cserélje ki az eredeti alkatrészeket a gyártó által nem ajánlott forrásból származó alkatrészekre.

Ha a felhasználó úgy dönt, hogy nem használja tovább a terméket, köteles azt a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani.

A termék gazdaságos élettartama 5 év.

A gyártó a garanciát követően is biztosít szervizszolgáltatást.


Elérhetőségek:

[LIW Care Technology Sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, Poland.](mailto:biuro@liwcare.pl)

[biuro@liwcare.pl](mailto:biuro@liwcare.pl)

A jelenlegi elérhetőségek: [www.liwcare.pl](http://www.liwcare.pl)


A jótállási feltételeket a jótállási jegy tartalmazza, amely jelen nyilatkozat szerves részét képezi. A jótállási kártya a jelen dokumentum utolsó oldalán található.



Gyártó neve



Gyártás időpontja



Szériaszám



A felhasználó megengedett súlya



Kerülje a vízzel való érintkezést



A mozgás iránya



Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, V. melléklet) szerinti megfelelőségi jelölés.



Megjegyzés! Kövesse a termék utasításait



Orvostechnikai eszköz



Ezennel igazoljuk, hogy a Baffin neoSIT megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 számú, 2017. április 5-i, az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletében foglalt követelményeknek.

A Baffin neoSIT az orvostechnikai eszközökről szóló, 2017. április 5-én kelt (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII. melléklete szerint az 1. szabály szerint nem invazív, aktív I. osztályú orvostechnikai eszköznek minősül.

A termék megfelelőségi nyilatkozata a gyártó értékesítési osztályán található.

## JÓTÁLLÁSI JEGY

A jótállás feltételei:

- A LIW Care Technology Sp. z o.o. (ul. GOLFOWA 7, 94-406 ŁÓDŹ), a rehabilitációs berendezések gyártója garantálja, hogy a vevő vagy más felhasználó által megvásárolt készülék műszakilag hatékony, mentes a tervezési, összeszerelési, anyaghibáktól stb. és hogy a készülék a jótállási idő alatt mentes marad ezektől a hibáktól. A garancia nem terjed ki a termékeknek a vevő igényeihez való használhatóságának biztosítására.
- A LIW Care Technology Sp. z o.o. két év garanciát vállal termékeire a termék fogyasztóhoz való eljuttatásának időpontjától számítva.
- Az eladó által a vevőnek kiállított jótállási jegy a vásárlást igazoló bizonylattal (számla vagy nyugta) együtt a jótállás egyetlen bizonyítékát képezi. A jótállási jogok átruházásához a jótállási kártya és a vásárlást igazoló bizonylat tulajdonjogának átruházása szükséges.
- Ha a készülék hibáját vagy sérülését a jótállási időszak alatt fedezik fel, azt a készülék javításával vagy cseréjével díjmentesen megszüntetik. Ha a termék valamely alkatrésze cseréje szorul, a sérült alkatrész a LIW Care Technology Sp. z o.o. tulajdonába kerül, és nem téríthető vissza a garanciális felhasználónak.
- A felhasználó köteles a jótállási időszak alatt az áruban felfedezett fizikai hibákat a reklamációs úrlapon bejelenteni. A reklamációs úrlapot tartalmazó fájl elérhető a [www.liwcare.pl](http://www.liwcare.pl) weboldalon a "Termékek" menüpontban, és annak fizikai példánya a Vevőnek a Berendezéssel együtt átadott útmutató mellékletét képezi. A formanyomtatvány bármelyik regionális értékesítési szakemberunktől is beszerezhető, akikkel a [www.liwcare.pl/kontakt](http://www.liwcare.pl/kontakt) weboldalunkon keresztül lehet felvenni a kapcsolatot. Amennyiben a reklamációs nyomtatvány beszerzésével gondjai adódnak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 0-42 212-35-18-as telefonszámon.
- A garancia igénybevevője köteles kitölteni a reklamációs úrlapot, és elküldeni azt annak az üzletnek, ahol a berendezést vásárolta, vagy közvetlenül a gyártónak a [reklamacje@liwcare.pl](mailto:reklamacje@liwcare.pl) e-mail címre.
- Az Eladó az e-mailben beérkezett reklamációs úrlap alapján dönt a javítás módjáról. Az Eladó jogosult:
  - megrendeli a készülék helyszíni javítását a szavatosságát élvező felhasználó érdekében - ebben az esetben a készülék javításának időpontját a bejelentő féllel e-mailben vagy telefonon egyeztetni.
  - megrendeli a készülék gyártóhoz történő szállítását a javítás elvégzése érdekében - ebben az esetben a garanciális felhasználó köteles a készüléket a vásárlást igazoló bizonylattal és egy kitöltött reklamációs úrlappal együtt a készüléket abba az orvosi üzletbe szállítani, ahol azt vásárolta, vagy a gyártó székhelyére. A reklamáció tárgyát képező Árut a futár által történő átvétel időpontjának egyeztetése után küldjük el az Eladónak. A szállítási költségek a Gyártót terhelik.
- A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:
  - elhasználódott elemek és olyan alkatrészek, amelyek a nem megfelelő használat (beleértve, de nem kizárólagosan a kiadott használati utasításnak nem megfelelő vagy nem megfelelő körülmények között történő használatot), vagy a termék nem megfelelő tárolása miatti elhasználódást vagy sérülést,
  - a termék felhasználója vagy harmadik fél által végzett módosítások, kiigazítások, adaptációk és tervezési változtatások által okozott károk,
  - a termék felhasználója vagy harmadik fél által végzett nem megfelelő tisztítás vagy karbantartás által okozott károk,
  - a termék normál elhasználódása vagy normális öregedése által okozott károk,
  - a termék felhasználójának gondatlansága által okozott károk (beleértve, de nem kizárólagosan a termék tisztítását és karbantartását),
  - külső tényezők által okozott károk (mechanikai sérülések, szennyeződések, beleértve az árvizet is).
- A garancia és az abban felsorolt feltételek csak a Lengyel Köztársaság területén érvényesek. Más ország esetében forduljon a helyi forgalmazóhoz.
- A jótállás nem terjed ki a jótállási időn belül elvégzett beállításokra és szerelésekre, mivel ezek nem minősülnek a termék hibájának.
- A jótállás feltétele, hogy a terméket úgy szállítsák el az orvosi üzletbe, ahol az eszközt megvásárolták, vagy a gyártóhoz, hogy az ne sérüljön meg.
- Ha lehetséges, a garanciális javítást vagy garanciális cserét a készüléknek a gyártóhoz történő szállításától számított 30 napon belül kell elvégezni.
- A garanciális javítást követően a készüléket a gyártó költségére a garanciális felhasználó által megadott címre, vagy abba az orvosi üzletbe kell szállítani, ahol a készüléket vásárolták. Ha a javított terméket a garanciális felhasználó nem veszi át, köteles viselni a LIW Care Technology Sp. z o.o. összes kapcsolódó költségét, beleértve a termék tárolásának és szállításának költségeit is.
- A LIW Care Technology Sp. z o.o. által a termékre nyújtott jótállás nem érinti a vevőnek az eladott termék hibáira vonatkozó jótállásból eredő jogait.

### MEGJEGYZÉS!

**KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A JÓTÁLLÁSI JEGYET BIZTONSÁGOS HELYEN.**

**A LIW Care Technology Sp. z o.o. a garanciális javítás elfogadása előtt megköveteli ennek a dokumentumnak a benyújtását.**

A készülék neve/típusa: ..... Széria száma: .....

No.	A javítási értesítés időpontja	Műveletek leírása	A javítás befejezésének időpontja	A javítást végző személy bélyegzője és aláírása
1				
2				

3				
4				

Az eladás időpontja: .....

Az Eladó bélyegzője és aláírása: .....