




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Rico Buggy



Harmadik kiadás – 2021.12.22



FIGYELEM! A GYÁRTÓ KIZÁRÓLAG Azért BERENDEZÉSÉRT FELELŐS, MELYET A LIW CARE TECHNOLOGY KÖZVETLEN KÉPVISELŐJÉTŐL, VAGY A LIW CARE TECHNOLOGY LENGYELORSZÁGI KÉPVISELETÉT ELLÁTÓ ORVOSI SZAKÜZLETBEN VÁSÁROLT.



FIGYELEM! FENNÁLL A VESZÉLYE ANNAK, HOGY A FELHASZNÁLÓ/KÍSÉRŐ SZEMÉLY TESTRÉSZE A TERMÉK HASZNÁLATA, VALAMINT A TERMÉK SZERKEZETI ELEMEINEK ÖSSZESZERELÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA SORÁN BESZORULHAT ÉS/VAGY ÖSSZENYOMÓDHAT AZ EGYES ELEMÉK KÖZÖTTI LYUKAKBA/RÉSEKBE. EZEKET AZ ELJÁRÁSOKAT KÜLÖNÖS ÓVATOSSÁGGAL KELL ELVÉGEZNI. AZ ÖSSZES BEÁLLÍTÁS ELVÉGZÉSE UTÁN ELENGEDHETETLEN AZ ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSAINAK RÖGZÍTÉSE AZ ANYÁK/CSAVAROK MEGFELELŐ MEHÚZÁSÁVAL.



FIGYELEM! A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

1 Tartalom

1	Tartalom	3
2	Bevezető.....	3
3	Általános biztonsági előírások.....	4
4	A készülék használatának javallatai.....	4
5	A jelképek azonosítása	4
6	Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó követelményeknek való megfelelés.....	5
7	A Rico Buggy Special gyermekkocsi használata	5
8	Műszaki adatok	6
9	A Rico Buggy babakocsi kialakítása	8
10	A Rico Buggy babakocsi összeszerelése	8
11	A Rico Buggy babakocsi szállítása.....	10
12	A Rico Buggy babakocsi váza	11
12.1	A hátsó kerekek felszerelése és leszerelése	11
12.2	A váz kicsomagolása	11
12.3	A váz összecukása	12
12.4	Első kerekek	12
12.5	Tolófogantyú	13
12.6	Az ülés szögének beállítása	14
12.7	Rögzítő fék.....	16
12.8	A hátsó felfüggesztés lengéscsillapítója	16
13	A babakocsi fő ülőhelye	17
13.1	A háttámla dőlésszögének beállítása	17
13.2	A háttámla magasságának beállítása	17
13.3	A mellkastámasz magasságának beállítása	18
13.4	A fejtámla beállítása	19
13.5	A medencetámasz beállítása	19
13.6	Az ülés mélységének beállítása	20
13.7	A lábtartó szögének beállítása	21
13.8	A lábtartó mélységének beállítása	21
13.9	A lábtartó magasságának és szögének beállítása.....	22
13.10	A biztonsági korlát beállítása és szétszerelése	22
13.11	Védőtető	23
13.12	A deréktámasz.....	24
13.13	Mellény és abdukciós övek	24
14	Tartozékok.....	25
14.1	Esővédő	25
14.2	Tálca	25
14.3	Kesztyűk	26
14.4	Melegítő zsák	26
14.5	Habszivacs fejtámla.....	26
14.6	Bevásárlótáska	27
14.7	Lélegeztetőgép polc	27
14.8	Lábtartó betétek	28
14.9	Az RS vázkeret és illesztő készlet.....	28
15	Tisztítás és karbantartás.....	29
16	Névtábla	29
17	Jótállás / szerviz.....	30
18	Szavatossági kártya	30

2 Bevezető

A LIW Care Technology Sp. z o.o. által kifejlesztett Rico Buggy speciális gyermekkocsit úgy tervezték, hogy megkönnyítse a szállítást igénylő emberek mindennapi ellátását, akiknek betegségük miatt nem csupán az önálló mozgás, de a helyes üléspozíció megtartása is lehetetlen.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a Rico Buggy Speciális Gyermekocsi könnyen kezelhető és felhasználóbarát eszköz legyen, ugyanakkor jelentős lehetőségeket biztosítsunk a beteg helyzetének beállítására. A babakocsit elsősorban olyan gyermekek számára szánjuk, akik különböző bénulásokban és triparézisben vagy kvadriparézisben szenvednek; hemiparézissel vagy váltakozó féllábúsággal, akiknek a súlya nem haladja meg a 30 kg-ot.



A Rico Buggy Specialized gyermekkocsi használata előtt feltétlenül olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. A jelen használati utasításban szereplő összes ajánlás betartásával elkerülhet minden olyan helyzetet, amely esetleg károsíthatja a készüléket, és a termék használatának teljes időtartama alatt teljes biztonságot és kényelmet biztosít.

3 Általános biztonsági előírások

A LIW Care Technology Sp. z o.o. legfőbb törekvése, hogy az általunk kínált eszközöket használó betegek biztonságát garantálja. A Rico Buggy Speciális Gyermekkocsit használó betegek teljes biztonsága érdekében elengedhetetlen, hogy szigorúan betartsák az alábbi ajánlásokat:

1. Mielőtt bármilyen, a készülék használatával kapcsolatos műveletre vállalkozna, kérjük, alaposan olvassa el a használati útmutatót, és bármilyen kétség esetén ne habozzon kapcsolatba lépni az eladóval vagy a gyártóval.
2. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az ebben a fejezetben szereplő összes információ, ajánlás és figyelmeztetés teljesen érthető.
3. A gyermeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni a babakocsiban.
4. Amikor a gyermek a babakocsiban ül, győződjön meg arról, hogy a gyermek megfelelően rögzítve van-e a mellény és az övek segítségével.
5. A Rico Buggy babakocsit úgy tervezték, hogy egyszerre egy személy használja.
6. A babakocsi nem megfelelő használata veszélyeztetheti a felhasználó egészségét, és a felhasználó sérülését okozhatja.
7. A babakocsi használata és kezelése, valamint az alkatrészek összeszerelése és beállítása során feltétlenül ügyelni kell a mozgó elemekre, mivel azok valós veszélyt jelentenek a végtagok beszorulására az egyes elemek közé szorulására. Minden egyes beállítási művelet után elengedhetetlen az eszköz rögzítése az anyák/csavarok megfelelő meghúzásával, valamint annak biztosítása, hogy a babakocsi elemei a megfelelő és biztonságos helyzetben legyenek.
8. A Rico Buggy babakocsiban tilos gyermeket szállítani az autóban, ami azt jelenti, hogy a babakocsi ülése nem biztonsági ülés. A gyermek nem maradhat az ülésben, amikor autóval utazik.
9. Tilos a lépcsőn fel- és lemenni, mind a babakocsiban ülő gyermekkel, mind anélkül.
10. Tilos a babakocsit kézben felemelve vinni, ha a gyermek a babakocsi ülésében ül.
11. A LIW Care Technology Sp. z o.o. által gyártott készülékekhez mellékelt használati utasítások tartalmazzak egy, a MEGJEGYZÉS szóval jelölt bekezdést, amelynek célja az adott bekezdés tartalmának hangsúlyozása. A fent említett szimbólum jelentése a következő:



FIGYELEM! EZ A SZIMBÓLUM ARRRA SZOLGÁL, HOGY FELHÍVJA AZ OLVASÓ FIGYELMÉT A KELLŐEN MEGJELÖLT TARTALOMRA. AZ ÍGY JELÖLT SZÖVEG BE NEM TARTÁSA A FELHASZNÁLÓ ÉLETÉT VAGY EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTETHETI.

4 A készülék használatának javallatai

A Rico Buggy Specialised Paediatric Stroller orvosi eszközként olyan gyermekek számára készült, akik különböző bénulásokban és triparézisben vagy kvadriparézisben szenvednek; hemiparézissel vagy váltakozó féllábszélességgel.

A Rico Buggy orvosi eszköz olyan gyermekek számára ajánlott, akiknél a következőket diagnosztizálták:

- agyi bénulás (CP),
- izomdisztrófiák,
- különböző etiológiájú bénulások,
- spina bifida,
- myelomeningocele,
- gerincsérülésekből eredő állapotok,
- koponyaagyi sérülésekből eredő állapotok,
- agyvérzésből eredő állapotok,
- más betegségek, amelyekkel együtt jár bénulás, bénulás, a mozgásszervek területén bekövetkezett sérülések, amelyek lehetetlenné teszik a beteg számára az önálló, segítség nélküli mozgást.


5 A jelképek azonosítása



Gyártó neve



Gyártás időpontja



Széria szám



A felhasználó megengedett testsúlya



Kerülje az eszköz vízzel való érintkezését



Kövesse a termékre vonatkozó utasításokat



A nyíl a tárgyalt elemet jelöli



A mozgás irányát jelölő nyilak



Megfelelőségi védjegy az orvostechnikai eszközökről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerint.



Orvostechnikai eszköz

6 Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó követelményeknek való megfelelés

A Rico Buggy speciális gyermekkocsi megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 számú, 2017. április 5-i, az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletében foglalt követelményeknek.

A Rico Buggy speciális gyermekkocsi az orvostechnikai eszközökről szóló, 2017. április 5-én kelt (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII. melléklete szerint az 1. szabály szerint nem invazív, aktív, I. osztályú orvostechnikai eszköz.

Az eszköz megfelelőségi nyilatkozata beszerezhető a gyártó kereskedelmi osztályán.

7 A Rico Buggy Special gyermekkocsi használata

A Rico Buggy babakocsi lehetőséget biztosít azon betegek mozgásképességének javítására, akik állapotuk miatt nem tudnak önállóan, segítség nélkül mozogni. A babakocsi lehetővé teszi az ülés előre és hátrafelé néző helyzetét is. Lehetőség van az ülés talajhoz viszonyított szögének beállítására is a -45° és +45° közötti tartományban.



MEGJEGYZÉS! A készüléket feltételezhetően egyszerre egy személy fogja használni.



MEGJEGYZÉS! A készüléket csak a megengedett terhelési tartományon belül szabad megterhelni, bármilyen, a készülékre nehezedő tárgy hozzátoldása a készülék eldőlését okozhatja.



MEGJEGYZÉS! A rendellenes beállítások és a kedvezőtlen testtartás (túlságosan előrehajolva) növeli a kizuhanás kockázatát.




MEGJEGYZÉS! Tilos a készüléket úgy felemelni, hogy a felhasználó a készülékben ül.



MEGJEGYZÉS! A készüléket sík és szilárd felületre tervezték. Az olyan akadályok, mint lépcsők, küszöbök, élek leküzdése csak akkor lehetséges, ha a babakocsi üres, és a felhasználó nem ül a babakocsiban.

8 Műszaki adatok




1. ábra

No.	Méret neve	Jel	Méret	
			1	2
1	Ülésmagasság	SH	61 cm	61 cm
2	Háttámla hossza	BH	43÷60 cm	48 ÷65 cm
3	Mellkastámasz magassága	LH	14 ÷ 29 cm	18 ÷ 36 cm
4	Mellkastámasz közötti távolság	LR	16÷26 cm	16 ÷ 26 cm
5	A fejtámla távolsága	HR	13÷22 cm	13 ÷ 22 cm
6	A háttámla dőlésszöge	BA	20°÷90°	20°÷ 90°
7	Az ülés mélysége a bal oldalon*	SDL	17 ÷ 29 cm	27÷39 cm
8	Az ülés mélysége a jobb oldalon*	SDR	17 ÷ 29 cm	27÷39 cm
9	Medencetámasz távolsága (ülésszélesség)	SW	15 ÷ 26 cm	17÷ 32 cm
10	Lábtartó magassága	FH	18 ÷ 36 cm	18 ÷36 cm
11	Lábtartó hossza	FL	17 cm	17 cm
12	Lábtámla beállítási szög	FA	0°÷ 90°	0°÷90°
13	Lábtámasz beállítási szöge	FA1	-20° ÷ 20°	-20°÷20°
14	Hátrafelé dőlés	TA	-45°÷ 45°	-45°÷45°
15	A talapzat hossza	BL	80 cm	80 cm
16	A talapzat szélessége	BW	58 cm	58 cm
17	Első kerék átmérője	WDF	19 cm	19 cm
18	Hátsó kerék átmérője	WDR	29 cm	29 cm
19	A tolófogantyú magassága	HH	75 ÷ 118 cm	75÷118 cm
20	A felhasználó maximális súlya		30 kg	30 kg
21	A babakocsi maximális terhelhetősége		33 kg	33kg
22	A babakocsi súlya		19 kg	19.5 kg

* - A mélység egymástól függetlenül állítható

9 A Rico Buggy babakocsi kialakítása




2. ábra

1. Tolókar
2. Háttámla
3. Ülész
4. Fejtámla (fejstabilizátor)
5. Mellkastámasz (mellkasstabilizátor)
6. Csípőtámasz (medence stabilizátorok)
7. Bukó cső
8. Váz
9. Első kerekek
10. Hátsó kerekek
11. Rögzítőfék
12. Hátsó lengéscsillapítók
13. Lábtámasz
14. Mellény
15. Medence rögzítő övek
16. Védőtető


10 A Rico Buggy babakocsi összeszerelése

A Rico Buggy babakocsi két fő részből áll: a babakocsi vázából és az ülésből. Annak érdekében, hogy a babakocsit előkészítse a felhasználó számára, helyezze az ülést a kibontott vázra. Helyezze az ülés fogantyúit a keret kereszttrúdjaira, és nyomja az ülést a kerethez, amíg a rögzítőfülek jellegzetes kattánását nem hallja.




3. ábra

A babakocsi szerkezete lehetővé teszi az ülés előre és hátrafelé néző felszerelését is.



4. ábra

Az ülésnek a vázról való levételéhez húzza felfelé az ülésszár fogantyúját, majd emelje fel az ülést, és vegye le a váz kereszttrúdjairól.




5. ábra

11 A Rico Buggy babakocsi szállítása

Biztonsági okokból a babakocsit a részeinél fogva, külön az ülésnél és külön a váznál kell szállítani. A hordozás módját a 6. ábra mutatja.



MEGJEGYZÉS! Tilos a babakocsit úgy szállítani, hogy a beteg benne ül.



6. ábra

12 A Rico Buggy babakocsi váza




MEGJEGYZÉS! Minden egyes beállítási művelet után feltétlenül meg kell győződni arról, hogy minden beállított elem megfelelően van-e felszerelve és rögzítve.

12.1 A hátsó kerekek felszerelése és leszerelése

A hátsó kerekeket úgy kell felszerelni, hogy a kerékagyat a tengelyre helyezzük, amíg a kereket a tengelyen rögzítő szerkezet csapja meg nem akad. Amikor a csap rögzül, egy jellegzetes kattánást hallani.

A hátsó kerekek eltávolításához nyomja meg a rögzítő csapot, majd csúsztassa le a kereket a tengelyről.



7. ábra




MEGJEGYZÉS! A kerék felszerelése előtt távolítsa el a szennyeződések mind a tengelyről, mind a kerékről.



MEGJEGYZÉS! A kerék felszerelése után győződjön meg arról, hogy a kerekek megfelelően rögzítve vannak.

12.2 A váz kicsomagolása

A váz kibontásához helyezze a babakocsit a földre, húzza hátra a fékezőt (1), majd húzza felfelé a fogantyút (2), amíg a fékező jellegzetes kattánását nem hallja.




8. ábra



MEGJEGYZÉS! A keret kibontásakor különösen fontos, hogy fokozott figyelmet fordítson annak veszélyére, hogy kezei vagy ujjai beszorulhatnak a mozgó alkatrészek közé.

12.3 A váz összecsukása

Húzza a babakocsi tolófogantyújának mindkét oldalán lévő fogantyúkat (1) maga felé, majd tolja előre a tolófogantyút (2) a vázat behajtva, amíg a zárolás (3) végül be nem kattan. 9. ábra




9. ábra




MEGJEGYZÉS! A váz összecsukása során különösen fontos, hogy fokozottan ügyeljen arra, hogy az ujjai vagy a keze beszorulhat a mozgó alkatrészek közé.

12.4 Első kerekek

Az első kerekek "egyenes irányban" rögzíthetőek. A kerék irányának feloldásához húzza ki a zárócsapot, és fordítsa el 90°-kal 10. ábra. A kerekek újbóli zárolásához tolja el a reteszelő tüskét behúzott helyzetbe (11. ábra) annak elforgatásával, amíg a tüske nem záródik.




10. ábra



11. ábra

12.5 Tolófogantyú

Egyidejűleg nyomja meg a babakocsi két oldalán lévő szabályozó gombokat (1), majd állítsa a tolófogantyút a kívánt magasságba. A tolófogantyú kívánt helyzetének beállítása után mozgassa a tolófogantyút felfelé és lefelé, hogy hallható legyen a lezárás jellegzetes kattánása. 12. ábra




12. ábra




MEGJEGYZÉS! Érdemes megjegyezni, hogy minden további, a tolókarrá akasztott tárgy jelentősen befolyásolja a babakocsi stabilitását.

12.6 Az ülés szögének beállítása



Az ülés szögének beállítása a babakocsira már felszerelt üléssel végezhető el. Tartsa az ülést a felső szélénél fogva, nyomja meg a rögzítés kioldó gombját (1), és húzza felfelé a kioldógombot (2) 13. ábra. Ezzel egyidejűleg állítsa be az ülés kívánt szögét az ülés 5°-os előre dőlésétől az ülés 45°-os hátra dőléséig terjedő tartományon belül az ellentétes irányba. A szög beállításakor fontos megjegyezni, hogy az elülső dőlésszög elérheti a 45°-ot. Ha szükségesnek bizonyul az ülés szögének beállítása abban az esetben, hogy az ülés nincs felszerelve, állítsa be a szöget az ülés felszereléséhez használt vázkeresztrudak segítségével.




13. ábra



DO NOT TILT THE BACKREST FORWARD



DO NOT TILT THE BACKREST FORWARD



FIGYELEM! NE DÖNTSE A HÁTTÁMLÁT ELŐRE!

14. ábra



MEGJEGYZÉS! Az ülés szögének beállításakor tartsa az ülést a felső élénél.




MEGJEGYZÉS! Az ülés dőlésszögének beállításakor különösen fontos, hogy fokozottan ügyeljen a veszélyre, és különös gondosan járjon el, mert kezei beszorulhatnak a mozgó alkatrészek közé.



MEGJEGYZÉS! A babakocsi nagyfokú állítási lehetőségei miatt az ülés és a háttámla szögének szabályozásakor olyan helyzetet lehet elérni, amikor a gyermek feje a medence vonalánál alacsonyabb szinten van. Tilos ezt a bizonyos pozíciót használni, mivel ez a gyermeket a fulladás vagy aspiráció veszélyének teszi ki.

12.7 Rögzítő fék

A hátsó kerekek zárolását a váz hátsó keresztrúdján lévő karral lehet kiváltani. E kar megnyomása blokkolja a hátsó kerekeket, és a kar felfelé történő lenyomása oldja a féket. ábra 15.



15. ábra



MEGJEGYZÉS! Alapvetően fontos a fék állapotának ellenőrzése, valamint az esetleges szennyeződések és sár rendszeres eltávolítása.




MEGJEGYZÉS! A babakocsi stabilitása veszélybe kerülhet, ha a babakocsit váratlanul meglölik, megdöntik vagy a babakocsira támaszkodnak.

12.8 A hátsó felfüggesztés lengéscsillapítója

A hátsó felfüggesztés lengéscsillapítói kétféle kényelmi lehetőséget biztosítanak a felfüggesztés rugalmasságát illetően.

A felhasználó igényei szerint állíthatja be a felfüggesztés merevségének szintjét a kar (1) második állásba történő áthelyezésével (16. ábra). Ezt a beállítást mind a jobb, mind a bal oldalon el kell végezni.



16. ábra


13 A babakocsi fő ülőhelye



MEGJEGYZÉS! Minden egyes beállítási művelet után feltétlenül meg kell győződni arról, hogy minden szabályozott elem megfelelően fel van-e szerelve és rögzítve.

13.1 A háttámla dőlésszögének beállítása

A háttámla szögének beállításához tartsa egyik kezével a háttámla felső szélét (1), a másik kezével pedig húzza meg a kioldósíjat (2) 17. ábra. A háttámla kívánt szögének beállítása után engedje ki a szalagot (2). Ezután mozgassa a háttámlát felfelé és lefelé, hogy a háttámla helyzetét rögzítse.



17. ábra




MEGJEGYZÉS! A háttámla dőlésszögének beállításakor különösen fontos, ezért fokozottan ügyeljen annak veszélyére, és különös figyelmet fordítson arra, hogy kezei beszorulhatnak az eszköz mozgó alkatrészei közé.



MEGJEGYZÉS! A babakocsi széleskörű beállítási lehetőségei miatt a háttámla szögének szabályozásakor olyan beállított helyzetet is el lehet érni, amikor a gyermek feje a medence vonalánál alacsonyabb síkban van. Tilos az eszközt ilyen állásba állítani, mivel ezzel a gyermeket a fulladás vagy az aspiráció veszélyének teszi ki!


13.2 A háttámla magasságának beállítása

A háttámla magasságának beállításához 18. ábra lazítsa meg a mellkastámaszt lezáró gombokat (1), valamint a rögzítő csavarokat (2). Állítsa be a háttámla kívánt magasságát, majd a csavarok (2) újbóli meghúzásával rögzítse. Állítsa a mellkastámaszokat a megfelelő helyzetbe, és húzza meg újra a mellkastámaszokat rögzítő csavarokat (2).



18. ábra


A háttámla maximális kihúzását a MAX jelzés mutatja. A háttámla kihúzása és a megengedett határérték maximumának elérése között a MAX felirat látható. A háttámlát a MAX érték fölé nem szabad kihúzni.



19. ábra

13.3 A mellkastámasz magasságának beállítása


A mellkastámaszok (2) magasságának beállításához lazítsa meg a gombokat (1) 20. ábra, majd állítsa be a mellkastámaszok (2) helyzetét. A támaszok kívánt helyzetének beállítása után húzza vissza a gombokat (1), amelyek rögzítik a mellkastámasz állítását. A jobb és a bal mellkastámasz pozíciója független, és ezek a mellkastámaszok külön-külön is beállíthatóak.



20. ábra

13.4 A fejtámla beállítása


A fejtámaszok (2) beállításához lazítsa meg a gombokat (1) 21. ábra, majd állítsa be a fejtámaszok kívánt helyzetét, és húzza meg újra a gombokat (1) a fejtámaszok elmozdulásának megakadályozása érdekében. A jobb és a bal fejtámasz pozíciója független, és ezek a mellkastámaszok külön-külön is beállíthatók.



21. ábra

13.5 A medencetámasz beállítása

A medencetámaszok (1) beállításához lazítsa meg a gombokat (2) (22. ábra), majd állítsa be a medencetámaszok (1) kívánt helyzetét, és húzza meg újra a gombokat (2) a támaszok elmozdulásának megakadályozása érdekében. A jobb és a bal oldali medencetámasz pozíciója független, és ezek a mellkastámaszok külön-külön is beállíthatók.




22. ábra

13.6 Az ülés mélységének beállítása

Az ülés lehetővé teszi a mélységének szimmetrikus beállítását a bal/jobbs comb hosszának figyelembevételével, és így megfelel az egyes gyermekek egyéni igényeinek. Ezért az ülés felületének jobb (1) és bal (2) oldala egymástól függetlenül is beállítható.


A mélység beállításához lazítsa meg a csípőtámaszt lezáró csavarokat (3), valamint a lábtartó mélységének beállítását lezáró csavarokat (4). Az ülőlap aszimmetrikus beállítása esetén az ülőlaphoz képest a lábtartó vezetősíneket rögzítő csavarokat (5) és az ék helyzetét rögzítő gombot (6) is meg kell lazítani. A megfelelő gombok meglazítása után állítsa be az ülés mélységét a ülőfelületek kihúzásával vagy betolásával a kívánt mélyséig. A mélység beállítása után húzza meg újra az összes csavart (6), (5), (4), és így rögzítse a lábtartó helyzetét, majd húzza meg újra a csavarokat (3) a csípőtámaszt a kívánt helyzetbe állítva.



23. ábra

13.7 A lábtartó szögének beállítása


Az ülés alatt lévő lábtartó szögét az üléshez képest lehet állítani. A szögbeállítás engedélyezéséhez nyomja meg a zsanérok gombjait (1), és állítsa a lábtartót a kívánt pozícióba. A lábtartó helyzetének rögzítéséhez engedje fel a gombokat, és mozgassa a lábtartót, amíg a reteszek a zsanérokba nem kerülnek.



24. ábra

13.8 A lábtartó mélységének beállítása


Az ülés lábtámasza az ülőlap helyzetétől függetlenül állítható. A kívánt mélység beállításához lazítsa meg a csavarokat (1) és (2). Állítsa be a lábtartó helyzetét a megfelelő hosszúságúra tolvá. A kívánt pozíció beállítása után húzza vissza a csavarokat (1) és (2), és így rögzítse a lábtartót a helyén.



25. ábra

13.9 A lábtartó magasságának és szögének beállítása


A lábtartó magasságának beállításához (26. ábra) lazítsa meg a gombokat (1), állítsa be a kívánt magasságot, majd húzza vissza a gombot (1). A lábtartó szögének beállítása az anyák (2) meglazításával és a lábtartó megfelelő helyzetének eléréséhez a lábtartó szögének állításával (3) történik. A platform helyzetének rögzítéséhez húzza vissza az anyákat (2).



26. ábra


13.10 A biztonsági korlát beállítása és szétszerelése

A biztonsági korlát (2) helyzetének beállításához nyomja meg az ülés mindkét oldalán lévő szögbeállító gombokat (1) 27. ábra. Állítsa be a biztonsági korlát kívánt helyzetét. A biztonsági korlát helyzetének rögzítéséhez engedje fel a gombokat, és mozgassa a korlátot felfelé és lefelé, amíg jellegzetes kattánót nem hall.



27. ábra


Lehetőség van a biztonsági korlát eltávolítására, miként az 28. ábrán látható. Nyomja meg a szögbeállító gombot (2), és húzza ki a korlátot az állítónyílásból.



28. ábra


13.11 Védőtető

Az előtető felszereléséhez csúsztassa az előtető kampóit (1) a háttámla két oldalán található rögzítőelemekre (2), amíg a zár jellegzetes kattánását nem hallja.



29. ábra

A védőtető eltávolításához (30. ábra) nyomja meg kampójának (1) gátlóját (3) a háttámla mindkét oldalán, majd csúsztassa felfelé a védőtetőt.




30. ábra

13.12 A deréktámasz

Az ülésen be lehet állítani a háttámlát a páciens egyéni igényei szerint, mivel az hátának alakjához igazítható.

Az deréktámasz lapjainak felfelé íveléséhez (1) a csavart meg kell húzni. A csavar lazításával (2) ugyanezen lemezek ívesítése csökken.



31. ábra

13.13 Mellény és abdukciós övek

A felső mellény rögzítőszíjai közvetlenül a háttámla keretéhez vannak rögzítve. Az alsó szíjak mind a mellény, mind az abduktív övek számára szükségesek, és az ülés lapjához vannak rögzítve. A mellényt önzáró csatok kötik össze az övekkel. Ezeket a csat mindkét részének becsúsztatásával lehet rögzíteni, mígnem egy jellegzetes "kattanás" hallatszik. A mellény kinyitásához nyomja

meg a csatot a középső részén, hogy a csat reteszét kioldja. Mind a mellényt, mind az abduktív övek a rögzítősíjak hosszának beállításával állíthatók. A mellény megfelelő beállításának biztosítania kell a gyermek testének szükséges stabilizálását, azonban nem okozhat kényelmetlen érzést.




MEGJEGYZÉS! Nagyon fontos, hogy a mellényt mind a négy csattal megfelelően rögzítse! Ha a csatok megfelelő rögzítésére nem kerül sor, a gyermek kieshet a babakocsiból.

14 Tartozékok

14.1 Esővédő


Az esővédő fedelet úgy kell elhelyezni, hogy rugalmas szélei a háttámla és a lábtartó mögé kerüljenek.




32. ábra

14.2 Tálca

Az asztali tálca (2) összeszereléséhez először az adaptereket kell felszerelni (1), majd az asztalt az adapter csőibe kell beilleszteni. Az asztal rögzítéséhez (az elmozdulás megakadályozása érdekében) zárja a 2 gombot, a 33. és 34. ábra szerint.




33. ábra



34. ábra

Az asztallap dőlésszögét a 35. ábra szerint az asztallap alatt, az asztal adapter felett található két csavar (1) meglazításával lehet beállítani. A kívánt dőlésszög beállítása után húzza meg újra a csavarokat. A tálca bal és jobb oldalán is vannak állítócsavarok.




35. ábra

14.3 Kesztyűk

A babakocsi tolófogantyújához rögzített kiegészítő kesztyűk rendeltetése, hogy növeljék a gondozó kényelmét a séták során.

14.4 Melegítő zsák


A melegítő zsák használatával a páciens lábát védhetjük a hidegtől.



36. ábra

14.5 Habszivacs fejtámla

A habszivacs fejtámla precízebb alátámasztást biztosít a páciens fejének. Kialakításának köszönhetően a meglévő fejtámaszok közé szerelhető. Abban az esetben, ha a habszivacs fejtámla felszerelése aszimmetriát igényel, feltétlenül el kell távolítani a fejtámaszokat, mivel ez lehetővé teszi a habszivacs fejtámla bármilyen kívánt pozícióba történő beállítását.




37. ábra

14.6 Bevásárlótáska

A bevásárlótáska a babakocsi vázára illeszthető, és kézipoggyászként is használható.


14.7 Lélegeztetőgép polc

A lélegeztetőgép-polc (1) a szerelőpántok (2) segítségével helyezhető fel a babakocsi vázára. A felületet olyan hevederekkel (3) látták el, amelyek lehetővé teszik a szállított életmentő eszköz rögzítését.



38. ábra


14.8 Lábtartó betétek



39. ábra

A lábtartó betétek lehetővé teszik a lábtartó aszimmetrikus beállítását
A betét helyzetének beállítása 40. ábra

1. Lazítsa meg a gombokat (2) néhány fordulatot balra csavarva.
2. Húzza ki a lábtartót (1) és állítsa be a lábak elhelyezéséhez.
3. A gombok (2) jobbra történő meghúzásával rögzítse a lábtartót.



40. ábra

14.9 Az RS vázkeret és illesztő készlet

A babakocsi ülésének otthoni használatához az RS vázkeret és az illesztő készlet szükséges. A keret ilyen jellegű alkalmazásához külön használati útmutató is rendelkezésre áll.

15 Tisztítás és karbantartás

A Rico Buggy különleges gyermekkocsi egy műszaki eszköz, amelynek teherhordó szerkezete alumíniumból és porbevonatú acélból készült. A készülék fémszerkezetéhez hab- és szivacsbetétek vannak rögzítve. A habszivacsokat textiltől készült huzatokkal borítják. Ezek a textilborítások nem okoznak bőrirritációt. A Rico Buggy speciális gyermekkocsit, mint minden más orvosi eszközt, tisztán kell tartani és a gyártó ajánlásai szerint kell használni.

- A porfestett felületeket és a műanyagból készült elemeket nedves ruhával kell tisztítani. Lehetőség van kíméletes mosószerek használatára. Porszívózzon gépi porszívóval vagy puha kefével.
- A habszivacsbetéteket nedves ruhával és kíméletes vegyszerrel lehet tisztítani. A tisztítás után feltétlenül hagyja a betéteket szobahőmérsékleten teljesen megszáradni.
- Rendszeresen gondoskodjon a keret megfelelő ápolásáról, távolítsa el a szennyeződések és a sarat a készülék mozgó részeiről.
- Ne használjon maró hatású vegyszereket a babakocsi tisztításához.
- Ne mossa géppel az ülés kárpitját.
- Ne tegye ki az eszköz hosszán tartó napsugárzásnak, és mindig ellenőrizze az ülés hőmérsékletét, mielőtt a gyermeket a babakocsiba ülteti!



MEGJEGYZÉS! A babakocsi használata előtt győződjön meg arról, hogy a kárpit teljesen száraz.



MEGJEGYZÉS! A babakocsit évente legalább egyszer (12 havonta) időszakos szervizelésnek szükséges alávetni. Az éves karbantartás során szakképzett (szerviz) szakembernek kell átvizsgálni az eszközt. A karbantartási eljárásnak tartalmaznia kell a babakocsi biztonsági ellenőrzését - vizsgálja meg a használat közben mozgó csatlakozások, a zár és a szabályozó szerkezetek állapotát. Az időszakos karbantartási áttekintés biztosítja a készülék hosszú távú és problémamentes üzemeltetését.

16 Névtábla

RICO BUGGY		CE
SN	RICB - 10000	
rozmiar/size:	1	
	30 kg	
MD		
	LIW Care Technology Sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, Poland	

41. ábra

17 Jótállás / szerviz

Ha bármilyen hibát vagy sérülést észlel, azonnal függessze fel a készülék használatát, és lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a gyártóval. Ez által megóvja a készüléket a további sérülésektől. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Ne cserélje ki a készülék egyik eredeti alkatrészét sem saját készítésű vagy a gyártó által nem ajánlott forrásból származó alkatrésze.

- Ha a felhasználó úgy dönt, hogy nem használja tovább a készüléket, köteles azt a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni.
- A gyártó a termék élettartamát 5 évben határozza meg.
- A készülék garancián túli szervizelését a gyártó végzi.

A szervizszolgálat elérhetőségei:
LIW Care Technology Sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź.
www.liwcare.pl
email: reklamacje@liwcare.pl

- Az érvényben lévő címadatok a következő weboldalon érhetők el: www.liwcare.pl.
- A jótállási feltételek a jótállási jegyben kerültek meghatározásra, amely a jelen használati útmutató szerves részét képezi. A jótállási kártya a jelen dokumentum utolsó oldalán található.

18 Szavatossági kártya

A jótállás feltételei:

1. A LIW Care Technology Sp. z o.o. (ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź), a rehabilitációs berendezések gyártója garantálja, hogy a vevő vagy más felhasználó által megvásárolt készülék műszakilag hatékony, mentes a tervezési, összeszerelési, anyaghibáktól stb. és hogy a készülék a jótállási idő alatt mentes maradjon ezekről a hibáktól. A garancia nem terjed ki a terméknek a vevő igényeihez való használhatóságának biztosítására.
2. A LIW Care Technology Sp. z o.o. két év garanciát vállal termékeire a termék fogyasztóhoz való eljuttatásának időpontjától számítva.
3. Az eladó által a vevőnek kiállított jótállási jegy a vásárlást igazoló bizonylattal (számla vagy nyugta) együtt a jótállás egyetlen bizonyítékát képezi. A jótállási jogok átruházásához a jótállási kártya és a vásárlást igazoló bizonylat tulajdonjogának átruházása szükséges.
4. Ha a készülék hibáját vagy sérülését a jótállási időszak alatt fedezik fel, azt a készülék javításával vagy cseréjével díjmentesen megszüntetik. Ha a termék valamely alkatrésze cseréjére szorul, a sérült alkatrész a LIW Care Technology Sp. z o.o. tulajdonába kerül, és nem téríthető vissza a garanciális felhasználónak.
5. A felhasználó köteles a jótállási időszak alatt az áruban felfedezett fizikai hibákat a reklamációs úrlapon bejelenteni. A reklamációs űrlapot tartalmazó fájl elérhető a www.liwcare.pl weboldalon a "Termékek" menüpontban, és annak fizikai példánya a Vevőnek a Berendezéssel együtt átadott útmutató mellékletét képezi. A formanyomtatvány bármelyik regionális értékesítési szakemberünktől is beszerezhető, akikkel a www.liwcare.pl/kontakt weboldalunkon keresztül lehet felvenni a kapcsolatot. Amennyiben a reklamációs nyomtatvány beszerzésével gondjai adódnak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 0-42 212-35-18-as telefonszámon.
6. A garancia igénybevétele köteles kitölteni a reklamációs űrlapot, és elküldeni azt annak az üzletnek, ahol a berendezést vásárolta, vagy közvetlenül a gyártónak a reklamacje@liwcare.pl e-mail címre.
7. Az Eladó az e-mailben beérkezett reklamációs űrlap alapján dönt a javítás módjáról. Az Eladó jogosult:
 - a) megrendeli a készülék helyszíni javítását a szavatosságot élvező felhasználó érdekében - ebben az esetben a készülék javításának időpontját a bejelentő féllel e-mailben vagy telefonon egyeztetni.
 - b) megrendelni a készülék gyártóhoz történő szállítását a javítás elvégzése érdekében - ebben az esetben a garanciális felhasználó köteles a készüléket a vásárlást igazoló bizonylattal és egy kitöltött reklamációs űrlappal együtt a készüléket abba az orvosi üzletbe szállítani, ahol azt vásárolta, vagy a gyártó székhelyére. A reklamáció tárgyát képező Árut a futár által történő átvétel időpontjának egyeztetése után küldjük el az Eladónak. A szállítási költségek a Gyártót terhelik.
8. A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:
 - a) elhasznált elemek és olyan alkatrészek, amelyek a nem megfelelő használat (beleértve, de nem kizárólagosan a kiadott használati utasításnak nem megfelelő vagy nem megfelelő körülmények között történő használatot), vagy a termék nem megfelelő tárolása miatti elhasználódást vagy sérülést,
 - b) a termék felhasználója vagy harmadik fél által végzett módosítások, kiigazítások, adaptációk és tervezési változtatások által okozott károk,
 - c) a termék felhasználója vagy harmadik fél által végzett nem megfelelő tisztítás vagy karbantartás által okozott károk,
 - d) a termék normál elhasználódása vagy normális öregedése által okozott károk,
 - e) a termék felhasználójának gondatlansága által okozott károk (beleértve, de nem kizárólagosan a termék tisztítását és karbantartását),
 - f) külső tényezők által okozott károk (mechanikai sérülések, szennyeződések, beleértve az árvizet is).
9. A garancia és az abban felsorolt feltételek csak a Lengyel Köztársaság területén érvényesek. Más ország esetében forduljon a helyi forgalmazóhoz.
10. A jótállás nem terjed ki a jótállási időn belül elvégzett beállításokra és szerelésekre, mivel ezek nem minősülnek a termék hibájának.
11. A jótállás feltétele, hogy a terméket úgy szállítsák el az orvosi üzletbe, ahol az eszközt megvásárolták, vagy a gyártóhoz, hogy az ne sérüljön meg.
12. Ha lehetséges, a garanciális javítást vagy garanciális cserét a készüléknek a gyártóhoz történő szállításától számított 30 napon belül kell elvégezni.
13. A garanciális javítást követően a készüléket a gyártó költségére a garanciális felhasználó által megadott címre, vagy abba az orvosi üzletbe kell szállítani, ahol a készüléket vásárolták. Ha a javított terméket a garanciális felhasználó nem veszi át, köteles viselni a LIW Care Technology Sp. z o.o. összes kapcsolódó költségét, beleértve a termék tárolásának és szállításának költségeit is.
14. A LIW Care Technology Sp. z o.o. által a termékre nyújtott jótállás nem érinti a vevőnek az eladott termék hibáira vonatkozó jótállásból eredő jogait.

MEGJEGYZÉS!

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A JÓTÁLLÁSI JEGYET BIZTONSÁGOS HELYEN.

A LIW Care Technology Sp. z o.o. a garanciális javítás elfogadása előtt megköveteli ennek a dokumentumnak a benyújtását.

A készülék neve/típusa:

Széria száma:

Az eladás időpontja: Az Eladó bélyegzője és aláírása:

No	A javítási értesítés időpontja	Műveletek leírása	A javítás befejezésének időpontja	A javítást végző személy bélyegzője és aláírása
1				
2				
3				
4				