




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TravelSit



Harmadik kiadás- 2021. 05 21. -



MEGJEGYZÉS! A GYÁRTÓ KIZÁRÓLAG A LIW CARE TECHNOLOGY KÖZVETLEN KÉPVISELŐJÉTŐL, VAGY A LIW CARE TECHNOLOGY LENGYELORSZÁGI KÉPVISELETÉT ELLÁTÓ ORVOSI SZAKÜZLETBEN VÁSÁROLT BERENDEZÉSEKÉRT VÁLLAL FELELŐSSÉGET.



MEGJEGYZÉS! HA LEHETSÉGES, A TERMÉK CSOMAGOLÁSÁT MEG KELL ŐRIZNI ARRÁ AZ ESETRE, HA A TERMÉK GARANCIÁLIS JAVÍTÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSA SZÜKSÉGESSÉ VÁLNA.



MEGJEGYZÉS! NE HAGYJA A GYERMEKET AZ ÜLÉSBEN FLÜGYELET NÉLKÜL.



MEGJEGYZÉS! A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT FELTÉTLENÜL OLVISSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

Tartalom

Tartalom	3
1.1 Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók	4
2 A szimbólumok jelentése.....	5
3 Az orvostechikai eszközök biztonsági követelményeinek való megfelelés.....	5
4 A termék használatára vonatkozó javaslatok	6
5 Műszaki adatok.....	7
6 Általános felépítés	8
7 Részletes leírás a szabályozásról és a beállításokról.....	8
7.1 A készülék használatának előkészítése.....	9
7.2 Az ülés szélességének beállítása	10
7.3 Az oldalsó támasz helyzetének beállítása	10
7.4 Az abdukciós ék helyzetének beállítása	11
7.5 mellkasi övek és a rögzítőhevederek beállítása	12
7.6 A fejtámla helyzetének beállítása.....	12
8 Tartozékok	13
8.1 Pihenőszék keret	13
8.1.1 A pihenőszék felépítése	13
8.1.2 A nyugágy előkészítése	13
8.1.3 A pihenőszék összecsukása	14
8.1.4 A háttámla dőlésszögének beállítása	14
8.2 A mellény elhelyezése	15
8.2.1 A mellény részei	15
8.2.2 A mellény összeszerelése	15
9 Tisztítás és karbantartás	19
9.1 Tisztításra és karbantartásra vonatkozó ajánlások.....	19
9.2 Fertőtlenítés	20
10 Névtábla	20
11 Jótállás, szerviz	20

1 Bevezetés

Köszönjük, hogy a LIW Care Technology Sp. z o.o. által kínált TravelSit ortopédiai gyermekülést vásárolta meg, amely stabilizálja a hátat és a fejet. A TravelSit egy innovatív eszköz, amely egy ortopédiai szék tulajdonságait kínálja, és könnyen beállítható a felhasználó anatómiai adottságaihoz. Az eszköz a legegységibb jellemzője a mozgathatóság. Egy minden tekintetben elfogadott ortopédiai ülés, amely rendelkezik stabilizáló támaszrendszerrel, abduktív és stabilizáló hevederekkel, ráadásul hátizsák méretűre összehajtható. Ez a különleges tulajdonsága lehetővé teszi, hogy bármikor magával vigye, amikor kényelmes ülés kíván biztosítani gyermeke számára. A rögzítő hevederek rendszere lehetővé teszi, hogy egy hagyományos széket vagy karosszéket biztonságos ortopéd ülőalkalmatossággá alakítson át.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az utazás nem csak örömet ad, hanem ki kell választani minden lényeges dolgot, amit magunkkal viszünk az útra. Az összes közlekedési eszköznek korlátozott a csomagteret. Azért hoztuk létre a TravelSit-et, hogy többé ne kelljen szembesülnie azzal a dilemmával, hogy választania kelljen gyermeke biztonsága és kényelme között. A TravelSit mindig ott lesz, amikor szüksége van rá, lehetővé téve gyermeke számára, hogy élvezze a kényelmet.

1.1 Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók

A LIW Care Technology Sp. z o.o. legnagyobb körültekintéssel járt el, hogy biztosítsa az eszközeinket használó betegek biztonságát. A készüléket használó személyek teljes biztonsága érdekében elengedhetetlen az alábbiakban felsorolt ajánlások szigorú betartása:

1. Mielőtt a készülék használatát megkezdi, kérjük, alaposan olvassa el a használati útmutatót, és bármilyen kétség esetén lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a gyártóval.
2. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a fejezetekben szereplő valamennyi információ, ajánlás és figyelmeztetés teljesen érthető.

A LIW Care Technology Sp. z o.o. által gyártott készülékekhez mellékelte felhasználói kézikönyv tartalmaz egy bekezdést, amelyet a MEGJEGYZÉS szóval jelöltek, amelynek célja, hogy kiemelje az adott bekezdés tartalmát. A fent említett szimbólum jelentése a következő:



MEGJEGYZÉS! EZT A KÜLÖNLEGES SZIMBÓLUMOT AZÉRT HASZNÁLJUK, HOGY AZ OLVASÓ FIGYELMÉT AZ EZZEL A SZIMBÓLUMMAL JELÖLT SZÖVEGRE IRÁNYÍTSUK. AZ EZZEL A SZIMBÓLUMMAL JELÖLT BEKEZDÉSBEN FOGLALTAK BE NEM TARTÁSA VESZÉLYEZTETHETI A FELHASZNÁLÓ ÉLETÉT VAGY EGÉSZSÉGÉT.


2 A szimbólumok jelentése



Gyártó neve



Gyártás időpontja



Széria szám



A felhasználó megengedett tömege



Kerülje a vízzel való érintkezést



Kövesse a termék használati utasításait



A nyíl jelzi a szóban forgó elemet



A nyíl a mozgás irányát jelzi



Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, V. melléklet) szerinti megfelelőségi jelölés.



Gyógyászati segédeszköz

3 Az orvostechnikai eszközök biztonsági követelményeinek való megfelelés

Ezennel igazoljuk, hogy a **TravelSit** ortopédiai ülés megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 számú, 2017. április 5-i, az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletében foglalt követelményeknek.

Az orvostechnikai eszközökről szóló, 2017. április 5-én kelt (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII. melléklete szerinti **TravelSit** ortopédiai ülés gyermekeknek az 1. szabály szerint nem invazív, aktív, I. osztályú orvostechnikai eszköz.

A készülék megfelelőségi nyilatkozata beszerezhető a gyártó kereskedelmi osztályán.



MEGJEGYZÉS! Amennyiben a készüléken bármilyen módosítást hajtanak végre, nem eredeti pótalkatrészeket használnak vagy más gyártó által biztosított termékekkel használják, a CE-jelölést el kell távolítani.


4 A termék használatára vonatkozó javaslatok

A hátat és a fejet stabilizáló TravelSit ortopéd gyermekülést 85-110 cm magas és 60 kg-ot meg nem haladó testsúlyú személyek számára tervezték. A TravelSit rendellenes testtartással és izomzavarral küzdő személyek számára is használható. Tökéletes megoldást jelent az agyi bénulásban, izomdisztrófiában, különböző típusú bénulásokban, tetra- és paraplegiában, valamint testtartási rendellenességekben szenvedő gyermekek számára. Az eszköz lehetővé teszi egy normál szék vagy karosszék átalakítását és teljesen törvényes ortopéd ülőalkalmatosságá alakítását. Különleges tulajdonságainak köszönhetően ezt az ülést bármikor magával viheti, amikor utazni megy, vagy meglátogatja barátait. A stabilizáló támaszok, abduktív és rögzítő pántok rendszere terápiás és profilaktikus eszközként használható, valamint a már meglévő tartáshibák kialakulásának és továbbfejlődésének, illetve a szervezet fentiekkel összefüggő nem megfelelő működésének megelőzésére. Az eszköz fő célja a gyermek ülő helyzetben lévő rendellenes testtartásának passzív javítása. A TravelSit a hagyományos ortopédiai szék tökéletes helyettesítője, amelyet mindig magával vihet, bárhová és bármikor, amikor csak szüksége van rá.



MEGJEGYZÉS! A TravelSit rögzítési rendszere lehetővé teszi, hogy ezt az ülést autósülésre szereljék, azonban ez a különleges ülés nem olyan autósülés, amelyet a gyermekek autóban történő szállítására terveztek. Ez az ülés csak álló helyzetben használható. A gyártó nem vállal felelősséget azért, ha ezt az ülést autós ülésként használják


5 Műszaki adatok



1. ábra

	Kiterjedés	Szimbólum	Érték [cm]	
			S (kis)	M (közép)
1	Háttámla magassága	BH	52	62
2	Ülés szélessége	SW	17 – 24	22 – 35
3	Ülés mélysége	SD	26	31
4	Oldaltámasz szélessége	LR	16 – 22	23 – 30
5	Oldaltámasz magassága	LH	8 - 26	13 - 35

6 Általános felépítés



2. ábra


1. Szőnyeg üléstámasszal
2. Alap szőnyeg
3. Fejtámla távolság
4. További fejtámla távolság
5. Fejtámla
6. Háttámla párna
7. Oldaltámasz készlet
8. Mellkasi öv
9. Ülőpárna
10. Comb támasz készlet
11. Az ülés oldalsó párnája
12. Abdukciós heveder készlet
13. Ék rendszer
14. Rögzítő hevederek

7 Részletes leírás a szabályozásról és a beállításokról

A **TravelSit** övek, támaszok, párnák, merevítők rendszeréből épül fel, amelyek különböző tépőzáras rögzítőkkal vannak összekötve. Ez teszi lehetővé az eszköz számos beállítását, és azt, hogy a felhasználó egyedi anatómiai felépítéséhez igazítsák az alapmatracon lévő különböző magasságú és szélességű elemek helyzetének megváltoztatásával. A rendszer lehetővé teszi ezen elemek tetszőleges elhelyezését, valamint azok hozzáadását vagy eltávolítását. Sőt, lehetőség nyílik továbbá a rögzítópántok olyan elhelyezésére is, hogy azok illeszkedjenek a különböző székekhez, fotelekhez, kocsikhoz vagy az adott rendszer számára készült alapokhoz. Jelen használati útmutató példákat ad az eszköz beállítására és használatára.

7.1 A készülék használatának előkészítése

A készülék előkészítéséhez kövesse az alábbi képeken látható műveletsort.



1. ábra


Amennyiben a készüléket szállításra kívánja előkészíteni, végezze el ugyanezeket a műveleteket fordított sorrendben.



MEGJEGYZÉS! A készülék használata előtt feltétlenül csatolja a rögzítősíjakat az adott karosszékhez vagy székhez. A hevederek rögzítése után feltétlenül ellenőrizni kell az ülés, valamint az egész szerkezet stabilitását.

7.2 Az ülés szélességének beállítása


A szélesség beállításához vegye le az ülőpárnákat (9), az abdukciós éket (13) és a combtámaszt (10) az alapszőnyegről (2). Helyezze el a combtámaszokat (10) a kívánt szélesség eléréséhez szükséges távolságra. A combtámaszok (10) alján tépőzáras betétek vannak. Ezután helyezze vissza az abdukciós éket (13) és az ülőpárnákat (9).



4. ábra

7.3 Az oldalsó támasz helyzetének beállítása


Az oldaltámasz helyzetének beállításához vegye le a háttámla párnáit (6) az oldaltámaszokkal (7) együtt. Mozgassa az oldaltámaszokat (7) a kívánt helyre, és szorosan nyomja őket az alapszőnyeghez (2). Az oldaltámaszok (7) alsó részén tépőzáras párnákkal vannak ellátva.



5. ábra

7.4 Az abdukciós ék helyzetének beállítása


Az abdukciós ék elmozdításához vegye le az ülés párnákat (9), majd az éket (13) tolja befelé, vagy mozgassa kifelé, majd a kívánt pozíció elérése után nyomja vissza az alapszőnyeghez (2).



5. ábra

7.5 mellkasi övek és a rögzítőhevederek beállítása


A mellkasi hevederpántok (8) átállításához vegye le az alapszőnyeget (2) az üléstámasszal (1) ellátott szőnyeggel együtt. Oldja le a mellkasi hevederpántokat (8), és helyezze a szőnyeget a kívánt pozícióba. Csatlakoztassa vissza az alapszőnyeget (2) és az üléstámasszal ellátott szőnyeget (1). Ugyanígy járjon el a rögzítő hevederekkel (14).



7. ábra

7.6 A fejtámla helyzetének beállítása

A fejtámla (5) helyzetének megváltoztatásához vegye le a fejtámlát az ülésről (3), mozgassa felfelé vagy lefelé, majd rögzítse a fejtámlát a kívánt helyzetben a tépőzáras szalaggal. A fejtámla helyzetét előre vagy hátrafelé mozgatva további fejtámlapárnák (4) hozzáadásával vagy levételével is megváltoztathatja.




2. ábra

8 Tartozékok

8.1 Pihenőszék keret

A pihenőszék váza a TravelSit rendszerhez készült, és az ülés alapját képezi. A pihenőszék kerete lehetővé teszi, hogy a TravelSit-et a padlóra helyezzük, és ez lehetővé teszi, hogy használója a padló szintjéről játszhasson társaival, vagy bármilyen más tevékenységet végezzen.

8.1.1 A pihenőszék felépítése




3. ábra

1. Háttámla
2. Ülészék
3. Tartókonzol
4. Háttámla dőlésszög-szabályozó fékező
5. Rögzítő fül

8.1.2 A nyugágy előkészítése


A nyugágy használatra való előkészítéséhez elengedhetetlen a konzol (3) behelyezése az ülés keretébe (2), és rögzítése a füllel (5). Ezután meghúzzuk a fékezőt (4) és felemeljük a háttámlát (1), amíg függőleges helyzetbe nem kerül. Ezután levesszük a TravelSit ülést a tartómatracról, és a TravelSitet a bevarrt tépőzáras betétekkel összekötjük a pihenőszékkel.



4. ábra

8.1.3 A pihenőszék összecsukása

Meghúzzuk a háttámla szögcsabályozó reteszét (4), a háttámlát az ülés felé hajtjuk (2). Ezután behelyezük a fűleket (5) és szétszereljük a konzolt.



5. ábra

8.1.4 A háttámla dőlésszögének beállítása

A háttámla dőlésszögének szabályozásához húzza ki a fékező (4), állítsa be a háttámla dőlésszögét (1). A kar (4) elengedésekor a háttámlának blokkolva kell lennie.




MEGJEGYZÉS! A nyugágy használata előtt kérjük ellenőrizze annak stabilitását.

8.2 A mellény elhelyezése

A mellény a gyermek megfelelő helyzetének biztosítását szolgálja.

8.2.1 A mellény részei



6. ábra

1. Mellény
2. Állítható pántok
3. Rögzítő pántok

8.2.2 A mellény összeszerelése

Vegye le a hátpárnát (1) az alapmatracról (2). Ezután rögzítse a beállító pántokat (3) az alapmatracon (2), megnyomásukkal. 13. ábra.



7. ábra

A megerősítő pánt (1) az alapszőnyeghez (2) csatlakozik, amely rögzíti a beállító pántokat (3). Az állítható hevederek végeit a szorítókkal a megerősítő pánt tetején kell hagyni. A megerősítő pánt szabad végeit az ülés háttámlájára kell felszerelni. 14. ábra



8. ábra

Az oldal támasztékokat (1) a kívánt helyzetbe kell állítani, és nyomással az alapmatracra (2) kell rögzíteni. Ezután a hátpárnát (4) kell hozzáadni. A pántok (3) végei a mellény rögzítő bilincseivel együtt felül maradnak. 15. ábra



9. ábra

Az alsó szabályzó pántok (3) felszereléséhez a hátpárna (1) alsó részét a tépőzáras pánttal (2) együtt le kell venni az alapmatracról (4). Ezután a szabályzó pántokat (3) az ülés mindkét oldalán az alapmatracához (4) nyomva kell felszerelni. 16. ábra



10. ábra

Az alsó állítópántok (1) elhelyezésének rögzítése úgy történik, hogy a tépőzáras pánt (2) segítségével az alapszőnyeghez (2) nyomja őket. Ezután a hátpárnát (4) le kell engedni, és a tépőzáras pánthoz kell nyomni. 17. ábra



11. ábra

A pozicionáló mellényt (1) az ábrán bemutatott módon kell a beállító pántok (2) rögzítőire szerelni. 18. ábra



12. ábra

9 Tisztítás és karbantartás

9.1 Tisztításra és karbantartásra vonatkozó ajánlások

A felhasznált kárpit légáteresztő anyagból készült. Termékeink az Oeko-Tex Standard 100 tanúsítvánnyal rendelkeznek, amely garantálja a teljes felhasználói biztonságot, akkor is, ha gyermekek használják. A kárpitozáshoz használt szövetek nem tartalmaznak semmilyen veszélyes anyagot, mint például növényvédő szerek, klórfenolok, formaldehid, allergizáló színezékek, tiltott azoszínezékek és kivonható nehézfémek. Az Oeko-Tex Standard 100 minősítést csak olyan textíliák kapják meg, amelyek minden összetevőjét a gyártási folyamat minden egyes szakaszában tesztelték és pozitív eredményt értek el.

- A felhasználóval érintkező kárpitot egy speciális hidrofób anyaggal vonták be, amely megakadályozza a folyadék bejutását a kárpitba. Az impregnálószer megkönnyíti a kárpit tisztaságának megőrzését is. Az enyhe szennyeződések nedves ruhával eltávolíthatók. Jelentősebb szennyeződések esetén egyszerűen kimoshatja a kárpitot.
- - Mosás előtt feltétlenül el kell távolítani a habbetéteket a huzatokból.
- - A huzatokat kézzel vagy mosógépben (dobos mosógépben) 40 C hőmérsékleten kell mosni.
- - Használjon kényes anyagokhoz előírt, tanúsítvánnyal rendelkező mosószereket a csomagoláson feltüntetett mennyiségben.
- - Allergiára hajlamos gyermekek esetén használjon speciális szappant vagy kémiai szereket.
- - Víztelenítés - ne csavarja ki, rövid centrifugálási program elvégzése megengedett.
- - Szárítás - szobahőmérsékleten felakasztva hagyja száradni.



MEGJEGYZÉS! A kárpit huzatok mosásakor különös figyelmet kell fordítani a tépőzáras betétekre. A kárpit sérülésének elkerülése érdekében különös figyelmet fordítson a tépőzár levételére a mosási folyamat során, és ügyeljen arra, hogy a tépőzár ne érjen a kárpit felületéhez. Ne mossa ki a habbetéteket!

A hab és a gumibetét:

- mechanikusan vagy puha kefével lehet porszívózni,
- a betétet nedves ruhával, kíméletes mosószerszerrel lehet tisztítani. Ezután hagyja a betétet szobahőmérsékleten alaposan megszáradni.

9.2 Fertőtlenítés


Abban az esetben, ha a készüléket több felhasználó használja (pl. rehabilitációs központban), elengedhetetlen a fertőtlenítőszer használata. Az eszköz kézi fertőtlenítése során ajánlott az Incidin plus 0,25-0,5%-os oldatát vagy bármely hasonló fertőtlenítőszer használni.

Kérjük, kövesse a gyártó által megadott használati utasításokat.



MEGJEGYZÉS! A fertőtlenítés előtt feltétlenül tisztítsa meg a kárpitot és a fogantyúkat.

10 Névtábla



Rys. 13

11 Jótállás, szerviz

- Ha bármilyen hiba vagy sérülés jelentkezik, azonnal függessze fel a készülék használatát, és lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a gyártóval. Óvja a sérült készüléket a további sérülések megakadályozása érdekében. Ne tegyen kísérletet a készülék egyedi javítására. ne cserélje ki az eredeti alkatrészeket egyedileg kifejlesztett vagy a gyártó által ajánlottól eltérő forrásból beszerezett pótalkatrészekre.
- - Ha a felhasználó lemond a készülék jövőbeni használatáról, akkor köteles a készüléket a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezelni.
- - A gyártó a termék élettartamát 5 évben határozza meg.
- - A készülék garanciális szervizelését a gyártó végzi.

A szervizszolgálat elérhetőségei:

LIW Care Technology Sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź.

Lengyelország

www.liwcare.pl

email: reklamacje@liwcare.pl

- - Az aktuális címadatok a következő weboldalon érhetők el: www.liwcare.pl.
- - A jótállási feltételek a jótállási jegyben kerültek meghatározásra, amely a jelen használati útmutató szerves részét képezi. A jótállási kártya a jelen dokumentum utolsó oldalán található.
- - A jótállási feltételek és a jótállási kártya Lengyelország területén érvényes.

A termék Megfelelőségi Nyilatkozata a gyártó értékesítési osztályán található.

A jótállás feltételei:

1. A LIW Care Technology Sp. z o.o. (ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź), a rehabilitációs berendezések gyártója garantálja, hogy a vevő vagy más felhasználó által megvásárolt készülék műszakilag hatékony, mentes a tervezési, összeszerelési, anyaghibáktól stb. és hogy a készülék a jótállási idő alatt mentes marad ezektől a hibáktól. A garancia nem terjed ki a terméknek a vevő igényeihez való használhatóságának biztosítására.
 2. A LIW Care Technology Sp. z o.o. két év garanciát vállal termékeire a termék fogyasztóhoz való eljuttatásának időpontjától számítva.
 3. Az eladó által a vevőnek kiállított jótállási jegy a vásárlást igazoló bizonylattal (számla vagy nyugta) együtt a jótállás egyetlen bizonyítékát képezi. A jótállási jogok átruházásához a jótállási kártya és a vásárlást igazoló bizonylat tulajdonjogának átruházása szükséges.
 4. Ha a készülék hibáját vagy sérülését a jótállási időszak alatt fedezik fel, azt a készülék javításával vagy cseréjével díjmentesen megszüntetik. Ha a termék valamely alkatrésze cserére szorul, a sérült alkatrész a LIW Care Technology Sp. z o.o. tulajdonába kerül, és nem téríthető vissza a garanciális felhasználónak.
 5. A felhasználó köteles a jótállási időszak alatt az áruban felfedezett fizikai hibákat a reklamációs úrlapon bejelenteni. A reklamációs űrlapot tartalmazó fájl elérhető a www.liwcare.pl weboldalon a "Termékek" menüpontban, és annak fizikai példánya a Vevőnek a Berendezéssel együtt átadott útmutató mellékletét képezi. A nyomtatvány bármelyik regionális értékesítési szakemberünktől is beszerezhető, akikkel a www.liwcare.pl/kontakt weboldalon keresztül lehet felvenni a kapcsolatot. Amennyiben a reklamációs nyomtatvány beszerzésével gondjai adódnak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 0-42 212-35-18-as telefonszámon.
 6. A garancia igénybevevője köteles kitölteni a reklamációs űrlapot, és elküldeni azt annak az üzletnek, ahol a berendezést vásárolta, vagy közvetlenül a gyártónak a reklamacje@liwcare.pl e-mail címre.
 7. Az Eladó az e-mailben beérkezett reklamációs űrlap alapján dönt a javítás módjáról. Az Eladó jogosult:
 - a) megrendeli a készülék helyszíni javítását a szavatosságot élvező felhasználó érdekében - ebben az esetben a készülék javításának időpontját a bejelentő féllel e-mailben vagy telefonon egyezteti.
- megrendelné a készülék gyártóhoz tő
8. Az Eladó az e-mailben beérkezett reklamációs űrlap alapján dönt a javítás módjáról. Az Eladó jogosult:
 - b) megrendeli a készülék helyszíni javítását a szavatosságot élvező felhasználó érdekében - ebben az esetben a készülék javításának időpontját a bejelentő féllel e-mailben vagy telefonon egyezteti.
 - c) megrendelné a készülék gyártóhoz történő szállítását a javítás elvégzése érdekében - ebben az esetben a garanciális felhasználó köteles a készüléket a vásárlást igazoló bizonylattal és egy kitöltött reklamációs űrlappal együtt a készüléket abba az orvosi üzletbe szállítani, ahol azt vásárolta, vagy a gyártó székhelyére. A reklamáció tárgyát képező Árut a futár által történő átvétel időpontjának egyeztetése után küldjük el az Eladónak. A szállítási költségek a Gyártót terhelik.
 9. A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:
 - a) elhasznált elemek és olyan alkatrészek, amelyek a nem megfelelő használat (beleértve, de nem kizárólagosan a kiadott használati utasításnak nem megfelelő vagy nem megfelelő körülmények között történő használatot), vagy a termék nem megfelelő tárolása miatti elhasználódást vagy sérülést,
 - b) a termék felhasználója vagy harmadik fél által végzett módosítások, kiigazítások, adaptációk és tervezési változtatások által okozott károk,
 - c) a termék felhasználója vagy harmadik fél által végzett nem megfelelő tisztítás vagy karbantartás által okozott károk,
 - d) a termék normál elhasználódása vagy normális öregedése által okozott károk,
 - e) a termék felhasználójának gondatlansága által okozott károk (beleértve, de nem kizárólagosan a termék tisztítását és karbantartását),
 - f) külső tényezők által okozott károk (mechanikai sérülések, szennyeződések, beleértve az árvizet is).
 10. A garancia és az abban felsorolt feltételek csak a Lengyel Köztársaság területén érvényesek. Más ország esetében forduljon a helyi forgalmazóhoz.
 11. A jótállás nem terjed ki a jótállási időn belül elvégzett beállításokra és szerelésekre, mivel ezek nem minősülnek a termék hibájának.
 12. A jótállás feltétele, hogy a terméket úgy szállítsák el az orvosi üzletbe, ahol az eszközt megvásárolták, vagy a gyártóhoz, hogy az ne sérüljön meg.
 13. Ha lehetséges, a garanciális javítást vagy garanciális cserét a készüléknek a gyártóhoz történő szállításától számított 30 napon belül kell elvégezni.
 14. A garanciális javítást követően a készüléket a gyártó költségére a garanciális felhasználó által megadott címre, vagy abba az orvosi üzletbe kell szállítani, ahol a készüléket vásárolták. Ha a javított terméket a garanciális felhasználó nem veszi át, köteles viselni a LIW Care Technology Sp. z o.o. összes kapcsolódó költségét, beleértve a termék tárolásának és szállításának költségeit is.
 15. A LIW Care Technology Sp. z o.o. által a termékre nyújtott jótállás nem érinti a vevőnek az eladott termék hibáira vonatkozó jótállásból eredő jogait.

MEGJEGYZÉS!

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A JÓTÁLLÁSI JEGYET BIZTONSÁGOS HELYEN.

A LIW Care Technology Sp. z o.o. a garanciális javítás elfogadása előtt megköveteli ennek a dokumentumnak a benyújtását.

A készülék neve/típusa:

Széria száma:

Az eladás időpontja:

Az Eladó bélyegzője és aláírása:

No.	A javítási értesítés időpontja	Műveletek leírása	A javítás befejezésének időpontja	A javítást végző személy bélyegzője és aláírása
1				
2				
3				
4				

